

Q.E.D. A150

Prueba Rápida Oral para la Detección Cuantitativa de Alcohol

QUÉ ES "Q.E.D."

Q.E.D., es una prueba rápida, cuantitativa, sencilla y desechable de alcohol en saliva equivalente a una prueba clínica hecha en sangre, la cual no requiere manejo especial y puede ser aplicada por cualquier persona, lugar y hora.

Q.E.D., cuenta con una certificación y aprobación de: FDA (Food and Drug Administration), DOT (Department of Transportation) y SSA (Secretaría de Salud) y está registrada en el Cuadro Básico del Sector Salud.



VENTAJAS QUE OFRECE "Q.E.D."

- Puede ser aplicada por cualquier persona capacitada "simple manejo" demostró su alta correlación con pruebas clínicas en sangre (.98) proporciona resultados cuantitativos en tan sólo "2 minutos"
- Se lee como un termómetro "fácil lectura"
- Prueba "portátil y desechable"
- Incluye "prueba de calidad integrada" en el reactivo
- Posee vida útil en almacén de mínimo "1 año"

TRES SIMPLES PASOS PARA SU APLICACIÓN:



Paso 1



Paso 2



Paso 3

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Si se percibe o conoce que el donador de la muestra oral (saliva) ha utilizado: enjuagues bucales, antitusígenos, spray para el mal aliento, tabaco masticable o si su última copa se ingirió 10 minutos antes de practicar la prueba, se **recomienda esperar 10 minutos** para llevar a cabo la prueba Q.E.D. y evitar así resultados anormalmente elevados.



DIAGNOSE. S.A. DE C.V.
Manuel Sotero Priete 5A-1, Cto. Científicos Cd. Satélite Naucalpan Edo. De México
C.P. 53100 México, D.F. Tel y fax (0155) 5393 5733 ventas@diagnose.ws